

Bretellaggio ad H

Il bretellaggio ad H che offre un posizionamento delle spalle stabile ma accessibile per migliorare il controllo del capo e del tronco. Un design pulito ed ergonomico per un maggior comfort e migliori prestazioni, si sommano alla qualità leader del settore che ci si aspetta da Bodypoint.

Il tessuto esterno in CORDURA e l'esclusiva cucitura dei bordi eliminano le increspature, preservano il comfort e l'integrità della, ed aumentano la durata e la resistenza alla sporczia.

Aspetto pulito senza fettucce impunturate



Imbottitura in schiuma a cellule chiuse non elastica per una maggiore resilienza e distribuzione della pressione, sommata ad un morbido rivestimento in tessuto anti-increspatura per un comfort ottimale.

Il cinturino sternale regolabile con fibbia a sgancio laterale e il terminale ripiegato di facile presa consentono di regolare con precisione la vestibilità.

Il punto di rotazione dell'anello a D consente la flessibilità dell'angolo inferiore della cinghia senza compromettere la vestibilità; I bordi dell'imbottitura migliorano il comfort sulla parte inferiore delle costole e riducono al minimo le increspature quando si cambia l'angolo della cinghia.



Le cinghie superiori a trazione posteriore sono dotate di terminali ripiegati di color verde acqua per una facile regolazione e di fibbie a sgancio laterale per una rapida rimozione.

Codici

Taglie	Codici
Small	BO-SH2445-B5
Medium	BO-SH224M-B5
Large	BO-SH224L-B5
X-Large	BO-SH224XL-B5

Attacchi

Include quattro raccordi terminali con attacco Flat in plastica ad alta resistenza, rinforzati da rondelle in acciaio inox incorporate. Può essere montato anche con raccordi terminali Cinch (venduti separatamente).

Attacco Flat in plastica

B5



Standard ISO per un Posizionamento Forte

Il bretellaggio ad H Essentials è testato secondo gli stessi rigorosi standard di tutti i prodotti Bodypoint, garantendo prestazioni e durata a lungo termine.

Per maggiori informazioni sul sistema di gestione della qualità di Bodypoint, certificato conforme alla norma ISO9001:2015, consultare il sito bodypoint.com/standards

ATTENZIONE: ogni volta che si utilizza un supporto per il tronco, è necessario indossare anche un supporto pelvico correttamente regolato per evitare lo scivolamento.