

# CINTURA PELVICA IMBOTTITA A 2 PUNTI

## Scheda Tecnica

### DESCRIZIONE

Questa cintura semplice da usare con due punti di attacco è stata progettata per combinare il comfort con un efficace supporto pelvico in una varietà di posizioni di montaggio. Il materiale è anti arricciatura e le imbottiture sagomate in foam di alta qualità che non si appiattiscono con l'uso. Il bordino in nylon CORDURA arrotondato assicura una distribuzione uniforme della pressione. Tecniche di fabbricazione e materiali sono selezionati per la massima resistenza allo sporco, ma queste cinture possono anche essere lavate e asciugate in lavatrice come tutti i prodotti di Bodypoint.

Due tipi di attacchi disponibili: attacchi Flat Metallo con salvatelaio in nylon (A1), e attacco Cinch Metallo con salvatelaio in nylon (A2).



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CINTURA PELVICA IMBOTTITA | 2 PUNTI | TRAZIONE CENTRALE

##### Pulsante in plastica



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB205-M36-A*</b>	S	36 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB205-M46-A*</b>	M	46 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB205-L62-A*</b>	L	62 cm	7 cm	5 cm
<b>BO-HB205-L82-A*</b>	XL	82 cm	9 cm	5 cm
<b>BO-HB205-L92-A*</b>	XXL	92 cm	10 cm	5 cm

##### Pulsante flottante



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB275-S32-A*</b>	XXS	32 cm	4,5 cm	2,5 cm
<b>BO-HB275-S38-A*</b>	XS	38 cm	5 cm	2,5 cm
<b>BO-HB275-M36-A*</b>	S	36 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB275-M46-A*</b>	M	46 cm	5,5 cm	4 cm

##### Sgancio laterale



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB215-S32-A*</b>	XXS	32 cm	4,5 cm	2,5 cm
<b>BO-HB215-S38-A*</b>	XS	38 cm	5 cm	2,5 cm
<b>BO-HB215-M36-A*</b>	S	36 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB215-M46-A*</b>	M	46 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB215-L62-A*</b>	L	62 cm	7 cm	5 cm

##### Pulsante in metallo XS



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB235-S32-A*</b>	XXS	32 cm	4,5 cm	2,5 cm
<b>BO-HB235-S38-A*</b>	XS	38 cm	5 cm	2,5 cm

##### Rehab Latch



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB225-M36-A*</b>	S	36 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB225-M46-A*</b>	M	46 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB225-L62-A*</b>	L	62 cm	7 cm	5 cm

**CINTURA PELVICA IMBOTTITA | 2 PUNTI | TRAZIONE DOPPIA**

## Sgancio laterale



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB216-S32-A*</b>	XXS	32 cm	4,5 cm	2,5 cm
<b>BO-HB216-S38-A*</b>	XS	38 cm	5 cm	2,5 cm
<b>BO-HB216-M36-A*</b>	S	36 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB216-M46-A*</b>	M	46 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB216-L62-A*</b>	L	62 cm	7 cm	5 cm

**CINTURA PELVICA IMBOTTITA | 2 PUNTI | TRAZIONE POSTERIORE**

## Pulsante in plastica



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB209-M40-A*</b>	M	40 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB209-M46-A*</b>	L	46 cm	5,5 cm	4 cm

## Sgancio laterale



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB219-S38-A*</b>	S	38 cm	5 cm	2,5 cm
<b>BO-HB219-M40-A*</b>	M	40 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB219-M46-A*</b>	L	46 cm	5,5 cm	4 cm

## Pulsante in metallo XS



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB239-S38-A*</b>	S	38 cm	5 cm	2,5 cm


## Rehab Latch




Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
<b>BO-HB229-M40-A*</b>	M	40 cm	5,5 cm	4 cm
<b>BO-HB229-M46-A*</b>	L	46 cm	5,5 cm	4 cm


 Attacco Flat Metallo +  
Salvatelaio in Nylon

 Attacco Cinch Metallo +  
Salvatelaio in Nylon

**TRAZIONE CENTRALE**


**TRAZIONE DOPPIA**



**TRAZIONE POSTERIORE**

