

CINTURA PELVICA IMBOTTITA A 4 PUNTI

Scheda Tecnica

DESCRIZIONE

La cintura pelvica imbottita a quattro punti ha le stesse caratteristiche della cintura a due punti, ma si fissa alla carrozzina in quattro punti per garantire che il bacino non si sposti da una posizione allineata e stabile. Quattro punti di attacco sono ideali per l'anteroversione o la rotazione pelvica. Le cinghie primarie posizionano la cintura, mentre le cinghie secondarie la ancorano in posizione. Questi punti extra impediscono alla cintura di risalire sull'addome o di torcersi o spostarsi fuori posizione. Può essere montata con cinghie secondarie rivolte verso la parte anteriore o posteriore della carrozzina per soddisfare le diverse esigenze.

Due tipi di attacchi disponibili: attacchi Flat Metallo con salvatelaio in nylon (A1), e attacco Cinch Metallo con salvatelaio in nylon (A2).



CARATTERISTICHE TECNICHE

CINTURA PELVICA IMBOTTITA | 4 PUNTI | TRAZIONE CENTRALE

Pulsante in plastica



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB405-M36-A*	M36	36 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB405-M46-A*	M46	46 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB405-L62-A*	L62	62 cm	7 cm	5 cm

Pulsante flottante



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB475-S38-A*	S38	38 cm	5 cm	2,5 cm
BO-HB475-M46-A*	M46	46 cm	5,5 cm	4 cm

Sgancio laterale



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB415-S32-A*	S32	32 cm	4,5 cm	2,5 cm
BO-HB415-S38-A*	S38	38 cm	5 cm	2,5 cm
BO-HB415-M36-A*	M36	36 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB415-M46-A*	M46	46 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB415-L62-A*	L62	62 cm	7 cm	5 cm

Pulsante in metallo XS



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB435-S32-A*	S32	32 cm	4,5 cm	2,5 cm
BO-HB435-S38-A*	S38	38 cm	5 cm	2,5 cm

Rehab Latch



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB425-M36-A*	M36	36 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB425-M46-A*	M46	46 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB425-L62-A*	L62	62 cm	7 cm	5 cm

CINTURA PELVICA IMBOTTITA | 4 PUNTI | TRAZIONE DOPPIA

Sgancio laterale



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB416-S32-A*	S32	32 cm	4,5 cm	2,5 cm
BO-HB416-S38-A*	S38	38 cm	5 cm	2,5 cm
BO-HB416-M36-A*	M36	36 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB416-M46-A*	M46	46 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB416-L62-A*	L62	62 cm	7 cm	5 cm

CINTURA PELVICA IMBOTTITA | 4 PUNTI | TRAZIONE POSTERIORE

Pulsante in plastica



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB409-M40-A*	M40	40 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB409-M46-A*	M46	46 cm	5,5 cm	4 cm

Sgancio laterale



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB419-S38-A*	S38	38 cm	5 cm	2,5 cm
BO-HB419-M40-A*	M40	40 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB419-M46-A*	M46	46 cm	5,5 cm	4 cm

Pulsante in metallo XS



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB439-S38-A*	S38	38 cm	5 cm	2,5 cm



Rehab Latch



Codice	Taglia	Lunghezza imbottitura	Altezza imbottitura	Altezza cinghia
BO-HB429-M40-A*	M40	40 cm	5,5 cm	4 cm
BO-HB429-M46-A*	M46	46 cm	5,5 cm	4 cm


 Attacco Flat Metallo +
Salvatelaio in Nylon

 Attacco Cinch Metallo +
Salvatelaio in Nylon

TRAZIONE CENTRALE

TRAZIONE DOPPIA

TRAZIONE POSTERIORE
