

RICO RS

Base per esterni con sistema di seduta

Scheda Tecnica

DESCRIZIONE

RICO RS facilita la cura quotidiana dei bambini che necessitano di trasporto e i cui bisogni rendono impossibile non solo muoversi autonomamente, ma anche mantenere una posizione seduta corretta. Le operazioni di smontaggio della seduta e di chiusura della base sono semplici e veloci. E' possibile anche chiudere RICO RS senza togliere la seduta.



DATI DIMENSIONALI

	Taglia 1	Taglia 2
Altezza seduta (SH)	61 cm	61 cm
Larghezza seduta - supporto bacino (SW)	15 cm ÷ 26 cm	17 cm ÷ 32 cm
Profondità seduta lato sinistro* (SDL)	17 cm ÷ 29 cm	27 cm ÷ 39 cm
Profondità seduta lato destro* (SDR)	17 cm ÷ 29 cm	27 cm ÷ 39 cm
Angolo schienale (BA)	20° ÷ 90°	20° ÷ 90°
Lunghezza schienale (BH)	43 cm ÷ 60 cm	48 cm ÷ 65 cm
Altezza supporti laterali (LH)	14 cm ÷ 29 cm	18 cm ÷ 36 cm
Larghezza supporti laterali (LR)	16 cm ÷ 26 cm	16 cm ÷ 26 cm
Larghezza supporto capo (HR)	13 cm ÷ 22 cm	13 cm ÷ 22 cm
Altezza pedane (FH)	18 cm ÷ 31 cm	18 cm ÷ 36 cm
Lunghezza pedane (FL)	17 cm	17 cm
Angolo regolazione pedane (FA)	0° ÷ 90°	0° ÷ 90°
Angolo regolazione poggiatesta (FA1)	20° ÷ -20°	20° ÷ -20°
Angolo di basculamento (TA)	45° ÷ -45°	45° ÷ -45°
Lunghezza base (BL)	80 cm	80 cm
Larghezza base (BW)	58 cm	58 cm
Diametro ruota anteriore (WDF)	19 cm	19 cm
Diametro ruota posteriore (WDR)	29 cm	29 cm
Altezza maniglia di spinta (HH)	75 cm ÷ 118 cm	75 cm ÷ 118 cm
Peso massimo del paziente	30 kg	30 kg
Portata massima del passeggino (peso del paziente + carico extra)	33 kg	33 kg
Peso passeggino	20,3 kg	22,1 kg

* Profondità regolabile indipendentemente

