

Display per Impugnature Joystick e Strumenti di Valutazione

Due valide opzioni per mostrare le impugnature per joystick di Bodypoint. Un espositore da tavolo a sette pin ed un anello portatile, così da soddisfare le esigenze di valutazione ed esposizione delle impugnature joystick.

BO-BMR-27



BO-BMR-45



Espositore da Tavolo per Impugnature per Joystick

- Espositore durevole e permanente
- Perfetto per l'uso in showroom, ausilioteche, cliniche ed ospedali

Anello per Impugnature per Joystick

- Leggero e portatile
- Ideale per valutazioni, corsi di formazione ed altre attività sul campo

Caratteristiche comuni



In entrambi i casi è utilizzato uno stelo da Ø1/4".

Bodypoint® Flex-Shaft Joystick Handles	
Grooved Mushroom PC10A - PC10B	Rubber Dome PC10A - PC10B
3" Ergonomic U-Shaped PC10A - PC10B	4" Ergonomic U-Shaped PC10A - PC10B
 Sizing A - Fits stem size 4.8mm (3/16") B - Fits stem size 6.4mm (1/4")	6" Straight PC10A - PC10B

Contenuto

Include un modello di tutte le impugnature per joystick Bodypoint più due impugnature a fungo regolabile aggiuntive (BO-PC110) tagliate ad altezze diverse.

Impugnature rimovibili

Le impugnature per joystick si rimuovono facilmente dai perni metallici. Particolarmente comodo per dimostrazioni, prove e valutazioni.

Informazioni di prodotto

Sia l'anello che l'espositore riportano una etichetta in cui sono riportati i nomi, le misure ed i codici dei prodotti.