

# BAFFIN AUTOMATIC RS

*Seduta verticalizzante multifunzionale*

## Scheda Tecnica

### DESCRIZIONE

Baffin Automatic RS è progettato per posizionare il paziente in diverse posizioni sedute o in posizione eretta. È disponibile in 3 misure: S, M, L per bambini e adolescenti di altezza compresa tra 85cm e 130cm. Dotato di maniglia di spinta con freno e ruote grandi, è una garanzia per spostamenti comodi e sicuri.

Baffin Automatic RS grazie alla maggiore MOBILITÀ è perfetto per l'uso sia a scuola che a casa. Il paziente, mentre è seduto sul dispositivo può partecipare ad attività educative, di terapia occupazionale e di divertimento. Baffin Automatic RS favorisce l'attivazione del paziente e la costruzione delle funzioni cognitive. Il dispositivo è controllato per mezzo di attuatori elettrici. Il cambiamento di posizione tra seduta, sdraiata e in piedi avviene tramite il telecomando.



### DATI DIMENSIONALI

	Taglia S	Taglia M	Taglia L
Altezza seduta (SH)	77 cm	77 cm	77 cm
Larghezza seduta (SW)	18 cm ÷ 29 cm	22 cm ÷ 33 cm	22 cm ÷ 33 cm
Profondità seduta (SD)	18 cm ÷ 28 cm	21 cm ÷ 31 cm	29 cm ÷ 39 cm
Angolo basculamento (TA)	13°	13°	13°
Angolo schienale (BA)	0°÷90°	0°÷90°	0°÷90°
Altezza schienale (BH)	44 cm	52 cm	60 cm
Altezza supporto laterale (LH)	21 cm ÷ 38 cm	21 cm ÷ 38 cm	21 cm ÷ 40 cm
Altezza poggiatesta (FH)	16 cm ÷ 33 cm	16 cm ÷ 33 cm	30 cm ÷ 48 cm
Angolo pedane (FA)	0°÷90°	0°÷90°	0°÷90°
Angolo piatto pedana (FA1)	-/+5°	-/+5°	-/+5°
Angolo poggiatesta (FA2)	-/+45°	-/+45°	-/+45°
Lunghezza poggiatesta (FL)	17 cm	21 cm	23 cm
Range larghezza poggiatesta (FW)	10 cm ÷ 30 cm	12 cm ÷ 35 cm	12 cm ÷ 35 cm
Range profondità poggiatesta (FD)	6 cm	6 cm	6 cm
Range di verticalizzazione (VR)	0°÷86°	0°÷86°	0°÷86°
Lunghezza base (BL)	88 cm	88 cm	88 cm
Larghezza base (BW)	72 cm	72 cm	72 cm
Diametro ruota (RW1)/(RW2)	14cm / 25 cm	14cm / 25 cm	14cm / 25 cm
Portata massima	40 kg	60 kg	60 kg
Peso del dispositivo	40,8 kg	44,7 kg	46,2 kg

