

COPRIFIBBIA PER PULSANTE

Coprifibbia in plastica

Scheda Tecnica

DESCRIZIONE

I coprifibbia per pulsante in plastica per cinture pelviche sono tre: Sgancio a penna, Sgancio a penna extra small, Accesso ridotto.

- Lo sgancio a penna previene aperture involontarie, la fibbia ha un pulsante inserito in un piccolo foro di Ø 6mm.
- Lo sgancio a penna Extra Small limita l'accesso anche alle dita più piccole.
- L'accesso ridotto richiede l'uso del polpastrello per aprirsi e ha un foro per bottone Ø 14mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sgancio a penna



Codice	Taglia	Altezza fibbia*
BO-FS018C-1	S - M	4 cm
BO-FS019C-1	L	5 cm

Accesso ridotto



Codice	Taglia	Altezza fibbia*
BO-FS018D-1	S - M	4 cm
BO-FS019D-1	L	5 cm

Sgancio a penna Extra Small



Codice	Taglia	Altezza fibbia*
BO-FS029C-1	XS	2,5 cm

*Corrisponde all'altezza della cinghia della cintura